

ポリシング用バフ

*ナイロン・クロス

ケバのない斜文織の100%ナイロン布地で耐久性に富みます。

ダイヤモンド・ペーストやアルミナでラフ・ポリッシュにはダレのない優れたポリシング効果を表します。

品 番	規 格 ・ 寸 法 ・ 入 数	単 位
50-108	8"用 (254ミリφ) のりなし 10枚入り	1パック
50-112	12"用 (355ミリφ) のりなし 10枚入り	1パック

*スエード・クロス

杉綾織の木綿裏地にフェルトを圧着(フロッキー加工)したものでどの金属にも適するファイナル・ポリッシュ用バフです。

試料のエッジのだれやインクルージョンの脱落を最小限にとどめます。

品 番	規 格 ・ 寸 法 ・ 入 数	単 位
52-108	8"用 (254ミリφ) のりなし 10枚入	1パック
52-112	12"用 (355ミリφ) のりなし 10枚入	1パック
52-208	8"用 (204ミリφ) 裏面のり付 10枚入	1パック
52-210	10"用 (250ミリφ) 裏面のり付 10枚入	1パック
52-212	12"用 (305ミリφ) 裏面のり付 10枚入	1パック
52-308	8"×65ミリφ 裏面のり付 10枚入	1パック
52-312	12"×65ミリφ 裏面のり付 10枚入	1パック
52-204	100ミリφ 裏面のり付 10枚入	1パック

*レッド・フェルト

しっかりと織られた純毛 100%の織フェルトで耐久性に富みます。

ラフ・ポリッシュにもファイナル・ポリッシュにも用いられます。

品 番	規 格 ・ 寸 法 ・ 入 数	単 位
53-108	8"用 (254ミリφ) のりなし 10枚入り	1パック
53-112	12"用 (355ミリφ) のりなし 10枚入り	1パック

*ビロード・クロス

綾織の裏地に化繊の短繊維を植毛した耐久力に富んだファイナル・ポリッシュ用バフです。

品 番	規 格 ・ 寸 法 ・ 入 数	単 位
56-108	8"用 (254ミリφ) のりなし 10枚入	1パック
56-112	12"用 (355ミリφ) のりなし 10枚入	1パック
56-208	8"用 (204ミリφ) 裏面のり付 10枚入	1パック
56-212	12"用 (305ミリφ) 裏面のり付 10枚入	1パック

*オリフェルト

純毛厚手の織布地を起毛フェルト化したもので、耐久性に富んだバフです。

品 番	規 格 ・ 寸 法 ・ 入 数	単 位
57-108	8"用 (254ミリφ) のりなし 10枚入	1パック
57-112	12"用 (355ミリφ) のりなし 10枚入	1パック
57-208	8"用 (204ミリφ) 裏面のり付 10枚入	1パック

*ポリコット・クロス

シルクのような滑らかさとナイロンの強靱さと綿のしなやかさとをかねそなえた素晴らしいラフ・ポリッシュ用のバフです。

品 番	規 格 ・ 寸 法 ・ 入 数	単 位
58-108	8"用 (254ミリφ) のりなし 10枚入	1パック
58-112	12"用 (355ミリφ) のりなし 10枚入	1パック

***フォーム・クロス**

微細な気泡をもったウレタン・シートが化繊素地に接着されてもので試料表面を荒らさないキメの細かさと強靱さと程よい柔軟さをもった素晴らしいファイナル・ポリッシュ用バフです。

品 番	規 格 ・ 寸 法 ・ 入 数	単 位
59-208	8"用 (204ミリφ) 裏面のり付 10枚入り	1パック
59-212	12"用 (305ミリφ) 裏面のり付 10枚入り	1パック

***スノー・クロス**

アセテートの繊維をタイトに編み込んだ白色の薄い研磨布です。

アルミを含む軟質金属をはじめ、その他薄くてしっかりとしたパッドを必要とする研磨に向いています。

品 番	規 格 ・ 寸 法 ・ 入 数	単 位
60-208	8"用 (204ミリφ) 裏面のり付 10枚入り	1パック
60-212	12"用 (205ミリφ) 裏面のり付 10枚入り	1パック
60-308	8"(204ミリφ) × 65ミリφ 裏面のり付 10枚入り	1パック
60-312	12"(205ミリφ) × 65ミリφ 裏面のり付 10枚入り	1パック
60-204	100ミリφ 裏面のり付 10枚入り	1パック

***パン・クロスPF**

丈夫でケバのない不織布です。ラフ・ポリッシュ用としてダレのない研磨面が得られます。

アルミナやダイヤモンドペースト用として使用します。

品 番	規 格 ・ 寸 法 ・ 入 数	単 位
62-208	8"用 (204ミリφ) 裏面のり付 10枚入	1パック
62-308	8"(204ミリφ) × 65ミリφ 裏面のり付 10枚入	1パック
62-212	12"(305ミリφ)用 裏面のり付 10枚入	1パック